



Anticalcareo de resonancia variable:


Tratamiento físico de la cal por campos electromagnéticos de frecuencias e intensidad variables.

Evita la formación de depósitos de cal, elimina las viejas incrustaciones de cal, reduce la proliferación de las algas, reduce la carga microbacteriana y bacterias.

No necesita mantenimiento de rutina, respeta el medio ambiente, no utiliza productos químicos, muy bajo consumo de energía.

Lea atentamente el manual de instrucciones, contiene información importante sobre la instalación el uso y la seguridad.


La fabrica se reserva el derecho de aportar todas las mejoras necesarias al producto en el transcurso de su producción.



PLR modelo 200PVC - Debe ser instalado en espacios cerrados protegido contra las inclemencias del tiempo. El sistema hidráulico de la que se inserta debe tener una conexión a tierra conforme a lo dispuesto por la ley.



EMISOR PLR tipo	SECCIÓN Ø mm/pulgada	MEDIDAS cm			PESO Kg	CAUDAL Mc/h	POTENCIA Watt/h	RSO tipo	Tubo de PVC-U liso 200mm PN10 Completar con bridas a petición Carcasa de pvc Grado de protección IP 10B Alimentados en baja tensión medio RSO
		A	B	C					
Mod. 200PVC	200,0 - 8"	80	150	40	54	300	G		



RSO Modelo 200PVC - Debe ser instalado en espacios cerrados protegido contra las inclemencias del tiempo. El cuadro o el interruptor a dónde vaya a conectarse debe disponer de interruptor magnetotérmico o diferencial y toma de tierra según las normas vigentes.



ALIMENTADOR RSO tipo	MEDIDAS cm				PESO kg	ALIMENTACIÓN	Caja de metal con grado de protección IP 30C Cable de conexión baja tensión 150 cm Cable de alimentación 220/240 toma schuko CE7/7 200 cm Fusible F 4A 250V 5 x 20 Rápido
	A	B	C	D			
Transformador 42V caja tipo G	30	23	19	24	35	220/240 Vac	

Servicio Técnico :

Aquasonic S.L.

C/ Alicante, 49 nave 2 P.I. La Cala

03509 Finestrat (Alicante-España)

Telf. 96 688 11 90 / Mov. 610 102 587

www.aquasonic.es – comercial@aquasonic.es

Certif. Europea **CE 95**

Patent **I.A.T.**

Compatibilidad electromagnética

SIEMENS-ITALTEL test **UNI-CEI** 70011 29/02/1996

Reconocimiento del Massachusetts Institut of Technology (M.I.T.)

